

IHC

RELATÓRIO FINAL

ANNA

JONAS

EDUARDO

YURI

JOSÉ

GUSTAVO



O Cliente

PROF. EMILIO DE CASTRO MIGUEL

Prof. Emilio de Castro Miguel

- Pós-Doutorado em Ciências Biológicas (Botânica/Bioquímica)
- Professor de Engenharia Metalúrgica e Materiais
- **Laboratório de Biomateriais (BIOMAT)**




O Projeto

- Síntese e caracterização de produtos (fertilizantes, pesticidas) baseados em biomateriais;
- Interação de materiais nano estruturados com sistemas biológicos
- Ecotoxicologia

BIOMAT




Biotério



O PROBLEMA

Descrição do problema

Atualmente o laboratório sofre com problemas relacionados ao gerenciamento de dados e a falta de padronização dos mesmos, onde erros cometidos nos registros, perda de dados e múltiplas versões dos mesmos arquivos são comuns, a equipe de IHC será responsável por desenvolver uma solução que possa aliviar estas questões.



Problemas

- **Falta de um controle** mais estruturado no processo.
- **Dependência excessiva** da organização individual da equipe.
- **Sobrecarga** para os membros do projeto.
- **Dificuldade** para acompanhar o andamento do projeto.
- **Ausência** de um sistema de substituição.
- **Risco de morte** dos peixes devido a falhas de comunicação da equipe.

1

Responsável: Roberta Lira Data: 17.09.2025


	Macho	Fêmea
Nº do aquário	01	12
Atividade no aquário	09	15
Quantidade utilizada	03	06
Posição no rack	18	

	Macho	Fêmea
Nº do aquário	01	11
Atividade no aquário	09	09
Quantidade utilizada	03	06
Posição no rack	19	

	Macho	Fêmea
Nº do aquário	01	12
Atividade no aquário	09	15
Quantidade utilizada	03	06
Posição no rack	20	


Observações: OK (Roberta)

GRAFSET





Objetivos do produto

- **Centralizar** todos os dados do laboratório em um único ambiente digital
- **Padronizar** o registro de informações
- Permitir o **acompanhamento em tempo real** dos projetos, aquários e experimentos
- Garantir o **acesso às informações** de qualquer dispositivo autorizado, com backup dos dados para evitar perdas
- **Reduzir ou eliminar** a etapa de transcrição manual do caderno para o Excel



PROTÓTIPOS

Protótipos de baixa fidelidade



Protótipo de média fidelidade

BIOMAT

Não identificado

Ver registros

Identificação do bolsista

Confirme quem está lançando os dados antes de registrar atividades do laboratório.

Nome completo

Ex.: Roberta Luiz

Data

Ex.:17/04/2026

Continuar

Protótipo de média fidelidade

BIOMAT

Roberta Luiz

Ver registros

Registros / Novo registro

Novo registro individual

Tipo de registro

Reprodução/Teste

Alimentação dos Peixes

Limpeza do Aquário

Data

29/04/2026

Responsável

Roberta Luiz

Registro individual

Posição no rack

18

Origem dos machos

Aquário	Qtd. no aq.	Qtd. utilizada
11	9	3

Origem das fêmeas

Aquário	Qtd. no aq.	Qtd. utilizada
6	9	6

Observações

"Não contei todos os embriões, mas estimo em 300 por placa. Foi realizada a reprodução com fêmeas pequenas, médias e grandes."

Anexar foto

Finalizar

Protótipo de média fidelidade



BIOMAT

Roberta Luiz

Ver registros

Registros / Anteriores

Registros feitos anteriormente

Novo registro

Buscar

Ex.: Rack, aquário ou observação.

Tipo

Ex.: Reprodução/Teste

Período

Ex.: Últimos 30 dias

Responsável

Ex.: Roberta Luiz

Lançamentos individuais

12 lançamentos

1 para revisar

Ordenados do mais recente para o mais antigo

Data	Rack	Machos	Fêmeas	Status	Ação
29/04/2026	18	Aq. 11: 3 de 9	Aq. 6: 6 de 9	Salvo	Abrir
29/04/2026	19	Aq. 11: 3 de 9	Aq. 8: 6 de 9	Salvo	Abrir
29/04/2026	20	Aq. 11: 3 de 9	Aq. 6 e 8: 6 de 9	Salvo	Abrir

Detalhe do registro selecionado

Rack 18

Salvo

29/04/2026, Roberta Luiz

Destino: Rack 18

Machos

Aquário de origem: 11
Qtd. no Aquário: 9
Utilizados: 3

Fêmeas

Aquário de origem: 6
Qtd. no Aquário: 9
Utilizados: 3

Observação

"Não contei todos os embriões, mas estimo em 300 por placa. Foi realizada a reprodução com fêmeas pequenas, médias e grandes."

PRODUTO FINAL

🔍 LABORATÓRIO BIOMAT

Identificação do bolsista

Confirme quem está lançando os dados antes de registrar atividades do laboratório.

Nome completo *

Data *



Esta será a data inicial do novo registro.

Iniciar registro

Enter

https://drive.google.com/drive/folders/1Owlz3E0greuW7jj4g37zQHrytn14Nc_S



+ Novo registro

📅 Histórico

📘 Ajuda

● Tudo salvo

A anna

Registros / Novo registro

Novo registro

Documente a atividade e confira os dados antes de finalizar.

CONTEXTO DO REGISTRO

Data *

07/01/2026



Responsável *

anna

Definido pela sessão atual.

01 Tipo de registro

🧬 **Reprodução/Teste**
Cruzamento e contagem de embriões

Alt+1



Alimentação dos Peixes
Tipo de ração, quantidade e horário

Alt+2



Limpeza do Aquário
Troca de água e manutenção

Alt+3

02 🧬 Reprodução/Teste

Posições de destino no rack

+ Adicionar posição

● Rascunho salvo neste computador

☐ Marcar para revisar

Salvar rascunho Ctrl S

Finalizar registro Ctrl ↵



+ Novo registro

📅 Histórico

📘 Ajuda

● Tudo salvo

A anna



02 𐄂 Reprodução/Teste

Posições de destino no rack

+ Adicionar posição

Posição 1 *

Ex.: 18

♂ Origem dos machos

+ Adicionar origem

♀ Origem das fêmeas

+ Adicionar origem

Aquário *

Qtd. no aq. *

Qtd. utilizada *

Aquário *

Qtd. no aq. *

Qtd. utilizada *

📝 Observações e anexos

opcional

Campo livre para registrar contexto do experimento e decisões tomadas durante a coleta.

0/600

Anote o que um número não captura: estimativas, imprevistos, decisões.

● Rascunho salvo neste computador



Marcar para revisar

Salvar rascunho

Ctrl S

Finalizar registro

Ctrl ↵



+ Novo registro

📅 Histórico

📘 Ajuda

A

anna

▼

Registros / Histórico

Histórico do laboratório

Busque, revise e corrija atividades registradas pela equipe.

+ Novo registro

LOCALIZAR REGISTROS

Buscar

🔍

Rack, aquário, responsável ou observação

/ Tipo

📁

Todos os tipos

▼

Período

📅

Qualquer data

▼

Responsável

👤

Todos

▼

Registros

0 registros, do mais recente ao mais antigo

● 0 registros

Mais recentes primeiro



Nenhum registro lançado ainda

Quando a equipe finalizar o primeiro lançamento, ele aparecerá aqui com busca, filtros e detalhes.

+ Novo registro



Selecione um registro

Os dados completos aparecerão nesta área.

Prevenção de Erros

Nome completo *

Nome do bolsista

!

 Informe seu nome completo.

Qtd. utilizada *

13

!

 A quantidade utilizada não pode ser maior que a disponível (12).

⚠

3 ponto(s) a corrigir
Preencha todas as posições de destino no rack.

02

✕

Reprodução/Teste

Posições de destino no rack

+ Adicionar posição

Posição 1 *

Ex.: 18

!

 Informe esta posição.

♂

 Origem dos machos

+ Adicionar origem

♀

 Origem das fêmeas

+ Adicionar origem

Aquário *

!

 Informe o aquário.

Qtd. no aq. *

!

 Informe a quantidade disponível.

Qtd. utilizada *

!

 Informe a quantidade utilizada.

Aquário *

!

 Informe o aquário.

Qtd. no aq. *

!

 Informe a quantidade disponível.

Qtd. utilizada *

!

 Informe a quantidade utilizada.

Excluir registro?

Esta ação remove o registro do histórico deste computador. Use apenas quando tiver certeza de que o lançamento não deve permanecer na base local.

Atenção: depois de confirmar, o registro sai da lista imediatamente. Haverá uma opção de desfazer por poucos segundos, mas não conte com isso como etapa de segurança.

Tipo	Reprodução/Teste
Data	01/07/2026
Responsável	Yuri de Castro
Resumo	Posição 12 · Machos aq. 11 · Fêmeas aq. 12

Digite EXCLUIR para liberar a exclusão

Esta etapa evita exclusões acidentais durante a revisão do histórico.

Cancelar, manter registro

Excluir registro

Prevenção de Erros

BIOMAT

+ Novo registro

Histórico

Ajuda

Aanna

▼

Registros / Ajuda

Ajuda do BIOMAT

+ Novo registro

Referência rápida para lançar, revisar e proteger registros do laboratório.

 Os dados ficam salvos neste computador. Para levar registros para outro equipamento, use Exportar backup no menu do bolsista.

 Fluxo de lançamento

1. **Identifique o bolsista** antes de lançar atividades.

2. **Escolha o tipo de registro** que corresponde à rotina realizada.

3. **Preencha os campos obrigatórios** e observe os avisos abaixo dos campos.

4. **Salve como rascunho** se precisar continuar depois, ou finalize para gravar no histórico.

5. **Revise no histórico** quando um lançamento precisar de conferência.

 Campos que evitam erro

O app bloqueia dados incompletos ou inconsistentes antes da finalização.

Rack e aquário: use apenas números inteiros.

Troca de água (%): use um valor de 0 a 100.

Reprodução/Teste: a quantidade utilizada não pode ser maior que a disponível.

Exclusão: exige digitar EXCLUIR e ainda oferece desfazer por poucos segundos.

 Rascunhos e bolsistas

Rascunhos são associados ao bolsista da sessão atual para evitar mistura de lançamentos.

UFC - SISTEMA E MÍDIAS DIGITAIS 2026.1

OBRIGADO

ANNA - JONAS - EDUARDO - YURI - JOSÉ - GUSTAVO